

Instrucciones





BC REP AGUSTIN M. GARCÍA 3755 BENAVÍDEZ (1621)

BUENOS AIRES, ARGENTINA



MONTURA PARA GAFAS

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Estos anteojos están en conformidad con el reglamento (UE) 2017/745 y FDA CFR 21 (USA)

Uso previsto Las monturas de gafas graduadas son accesorios de productos santiarios y cumplen con el Reglamento UE. 2017/745. Su uso previsto es la unión con lentes oftálmicas graduadas para la corrección de problemas visuales. Los usuarios previstos son cualquier persona que haya sido diagnosticada con un problema visual y receste utilizar gafas. Solo los profesionales santiarios o especialistas cualificados realizarán el montado de las ográs.

Funcionamiento: Mantendrá la lente graduada sujeta y ofrece al usuario una forma adecuada y ergonómica de portar las lentes.

Características: Montura para gafas constituida por un marco, varillas y bisagras, de construcción simétrica, montaje corto sin piezas sueltas, de superficie lisa, dependiendo del modelo será de un color específico, información sobre las medidas se encuentra gabada en las varillas.



- Lea este manual de instrucciones antes del primer uso de las gafas.
 No utilizar el producto si está defectuoso o se observan
 - imperfecciones que puedan dañar a la persona. Limpiar inmediatamente con paño húmedo si ha contactado
 - con productos corrosivos (lejía, disolventes, etc.). No guardarlos en lugares que puedan alcanzar temperaturas extremas

Limpieza: Cuando se considere oportuno, han de limpiarse con el paño que se suministra con el producto.

Materiales: Dependiendo del modelo puede estar hecho de polimeros y/o metales reciclados. Estos materiales son hipoalergénicos, no causan intración ni cánce. Personas con sensibilidad al níquel se sugiere informarlo antes de adquirir un anteojo de metal ya que alquiras aleaciones pueden contenerlo.

Ajuste y calibración: Tanto en el ajuste de las varillas para un mejor calce del susario como para la calibración (cambio de cristales) se puede trabajar a temperatura ambiente o calentar hasta 60°C máximo sí fuese necesario. Aplicar fuerza de manera homogénea en los puntos de presión para evitar rayas

Eliminación: Para eliminar el producto deberá seguir las indicaciones de la normativa local vigente. Si las monturas se han roto, se deberá de prestar atención para no cortarse a la hora de su eliminación.

En caso de incidente grave comunicarse a servicios@lydvisual.com